ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРБИТА»

Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в вариантах исполнения: «FLEX-F01», «FLEX-F02» с принадлежностями

Вариант исполнения: «FLEX-F01»

Руководство по эксплуатации

26.60.13.006.22636951-F01 P3

ДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Тип и обозначение: Аппарат для роботизированной механотерапии нижних

конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в варианте

исполнения «FLEX-F01» с принадлежностями

Номер и дата регистраци-

онного удостоверения

№ РЗН 2018/6937 от 16.03.2018г.

Серийный номер:

Дата изготовления: Наименование и адрес

ООО «НВП «Орбита»

изготовителя

450095, Россия, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3

Телефон:

+7 (347) 227-33-66

E-mail:

общие вопросы: ormed@ormed.ru технические вопросы: +7 (347) 227-33-66

сервисный центр: +7 937 492-07-70

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (ДЕКЛАРИРОВАНИИ)

Сертификат (декларация) соответствия:	РОСС RU.ME20.ДО2371
Выдан(а):	25.04.2018 г.
Действителен(льна) по:	24.04.2021 г.
Аппарат соответствует требованиям нормативных документов:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ IEC 60601-1-6-2011, а также требованиями Раздела 18 «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение Аппарата для роботизированной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в варианте исполнения «FLEX-F01» с принадлежностями (далее Аппарат, изделие), изготовленного нашим предприятием!

Просим Вас внимательно изучить настоящее Руководство по эксплуатации, проверить правильность и качество монтажа Аппарата и его функциональных составных частей, обеспечивая эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями.

Не доверяйте производство этих работ случайным людям, избегайте самостоятельных неквалифицированных действий – это опасно!

Помните, что при нарушении правил проведения работ Вы можете лишиться права на бесплатный гарантийный ремонт!

⚠ВНИМАНИЮ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА!

- 1. Аппарат «FLEX», приобретенный в холодный период года (при температуре ниже 0 °C), до подключения к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 5 часов.
- 2. Нельзя пользоваться Аппаратом без предварительного ознакомления с настоящим Руководством по эксплуатации.
 - 3. Руководство по эксплуатации должно всегда находиться рядом с Аппаратом.
- 4. В Аппарате для его заземления используется сетевая вилка с заземляющим контактом («евровилка»). Необходимо выключать Аппарат из сети всегда, когда он не используется.
- 5. Нельзя оставлять Аппарат в помещениях с повышенной влажностью. Следует оберегать его от воздействия прямых солнечных лучей, механических повреждений. Аппарат является сложной механической системой и требует к себе бережного отношения.
- 6. Аппарат требует особых мер предосторожности относительно электромагнитной совместимости. Портативные и мобильные источники магнитных и электрических полей могут нарушить работу Аппарата, поэтому Аппарат не должен эксплуатироваться вблизи другого оборудования. В тех случаях, когда эксплуатация Аппарата вблизи другого оборудования необходима, требуется проверка нормального рабочего состояния перед использованием.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	5
2. Назначение и область применения	5
3. Состав и описание аппарата	6
4. Комплект поставки	7
5. Показания к применению, противопоказания	8
6. Меры предосторожности и инструкции по технике безопасности	8
7. Порядок применения и настройка аппарата	
8. Описание пульта управления, настройка значений пульта управления 1.	
9. Возможные неисправности и методы их устранения2	3
10. Техническое обслуживание	
11. Требования к персоналу и меры безопасности	4
12. Маркировка2-	4
13. Консервация и упаковка	5
14. Транспортирование и хранение	5
15. Срок службы	6
16. Дезинфекция и утилизация2	6
17. Гарантии предприятия-изготовителя2	6
18. Свидетельство о приемке	7
19. Перечень применяемых производителем национальных стандартов 2	8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) содержит техническое описание Аппарата для роботизированной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в варианте исполнения «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов (далее Аппарат); правила и указания для его безопасной эксплуатации и другие сведения, которые необходимо знать основному рабочему персоналу и персоналу, выполняющему транспортирование, монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт.
- 1.2 Настоящее Руководство по эксплуатации включает в себя также сведения, включаемые в Паспорт и формуляр изделия.
- 1.3 Цель настоящего Руководства по эксплуатации заключается в предоставлении всей информации, необходимой для транспортировки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и текущего обслуживания Аппарата.
- 1.4 Руководство по эксплуатации выполнено в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1 Аппарат предназначен для продолжительной пассивной разработки коленного и тазобедренного суставов. Аппарат обеспечивает повторно-продолжительный режим работы.
- 2.2 Аппарат используется специально обученным медицинским персоналом для продолжительной пассивной разработки коленного и тазобедренного суставов пациента (далее пользователя) в физиотерапевтических отделениях больниц, поликлиниках, реабилитационных центрах в условиях медицинских лечебно-профилактических учреждений. Он может использоваться также в жилых помещениях, учебных и спортивных организациях, офисах, оздоровительных центрах, санаториях и других профилактических и лечебных учреждениях широкого профиля. Это нестерильное медицинское изделие.

В состав Аппарата включена Транспортная тележка (при необходимости), предназначенная для транспортировки аппарата в пределах медицинского ЛПУ.

- 2.3 Условия эксплуатации Аппарата:
- температура окружающей среды: ot + 15°C до + 35°C;
- относительная влажность: не более 80 % при температуре + 25°C.

Допустимое атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа.

2.4 Допустимые условия эксплуатации в части внешних механических воздействий - по группе изделий 2 ГОСТ Р 50444-92 (включая вибро- и ударопрочность, устойчивость к падению и к грубому обращению).

⚠ВНИМАНИЕ! Использование Аппарата в иных условиях считается его использованием не по назначению.

3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ АППАРАТА

3.1 Конструкция Аппарата обеспечивает надежность и безопасность его эксплуатации в течение установленного срока службы и предусматривает возможность проведения технического освидетельствования, очистки, ремонта и эксплуатационного контроля. Основные функциональные элементы Аппарата представлены на рисунке 3.1 (см. рисунок 3.1)




Рисунок 3.1 – Основные функциональные элементы Аппарата

- 1. Основной блок разработки суставов F01. 2. Кабель питания. 3. Главный выключатель «вкл/выкл», 4. Шкала длины бедра. 5. Шарниры Аппарата в области колена. 6. Шкала длины голени. 7. Пульт управления. 8. Лоток для голени. 9. Лоток для бедра. 10. Лоток для стопы. 11. Опора стопы. 12. Фиксатор подстройки длины голени/бедра. 13. Фиксатор регулировки угла стопы. 14. Фиксатор регулировки потка стопы. 15. Фиксатор регулировки положения лотка для голени/бедра. 16. USB разъем (находится с противоположной стороны аппарата). 17. Ремень для фиксации стопы. 18. Подножное основание.
- 3.2 В зависимости от особенностей предназначения, конструкции, комплектации, эксплуатационных и иных характеристик Аппарат изготавливается по рабочим чертежам и условиям заказа.
- 3.3 Конструкция Аппарата обеспечивает надежность и безопасность его эксплуатации в течение установленного срока службы и предусматривает возможность проведения технического освидетельствования, очистки, ремонта и эксплуатационного контроля.
 - 3.4 Основные технические характеристики Аппарата приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование показателя	Значение
Номинальное напряжение питания, В	220±10%
Номинальное значение частоты питающей сети, Гц	50±0,5
Потребляемая мощность, Вт, не более	150
Время готовности к работе после включения, мин., не более	1
Масса аппарата, кг, не более	20+3%
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более	1000x500x600
Аппарат обеспечивает амплитуду движения коленного сустава в диапазоне	от -10° до 120°
Аппарат обеспечивает амплитуду движения тазобедренного сустава в диапазоне	от 7° до 115°
Аппарат обеспечивает сгибание и разгибание со скоростью	от 5% (1°/c) до 100% (2,7°/c)
Шаг регулировки скорости	Не более 5%
Время непрерывной работы, ч. не более	8
Максимальная нагрузка на Аппарат, кг	20

ДВНИМАНИЕ! Выбор параметров терапии и предустановленных сервисных функций находится полностью под ответственностью врача. Решение о применении Аппарата для пациента в каждом конкретном случае ложится на врача или терапевта.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность Аппарата приведена в таблице 4.1: Таблица 4.1

Наименование	Количество
Основной блок разработки суставов F01	1 шт.
Ручной пульт управления	1 шт.
Лоток для голени	1 шт.
Лоток для бедра	1 шт.
Лоток для стопы	1 шт.
Опора стопы	1 шт.
Кабель питания, 3 м	1 шт.
Фиксатор подстройки длины голени /бедра	4 шт.
Фиксатор регулировки угла стопы	2 шт.
Фиксатор регулировки лотка стопы	1 шт.
Фиксатор регулировки положения лотка для голени/бедра	6 шт.
Транспортная тележка (при необходимости)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Принадлежности:	
Плавкий предохранитель 5А	2 шт.
Индивидуальная Flash-карта пациента *	1 шт.*

^{*} комплектуется по дополнительному заказу.

5. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Показания к применению: Аппарат показан к применению при лечении наиболее частых повреждений коленного и тазобедренного суставов, послеоперационных состояниях, заболеваниях суставов, например:

- растяжения и ушибы суставов;
- артротомия и артроскопия в комбинации с синовэктомией, артролизом или другими внутрисуставными вмешательствами;
 - восстановление подвижности сустава под анестезией;
- оперативные вмешательства на мягких тканях в области сустава, псевдоартрозы и опе-рации по перемещению мышц в области сустава;
 - операции по пластике и реплантации передней или задней крестообразной связки;
 - эндопротезирование суставов.
 - восстановление посттравматических контрактур;

Противопоказания: Аппарат противопоказан при:

- острых воспалительных патологических изменениях суставов, если такое лечение не прописано врачом;
 - спастических параличах;
 - нестабильном остеосинтезе.

Побочное действие: Не выявлено

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Обязательно прочитайте данные инструкции по технике безопасности перед включением Аппарата.

- 6.1 Аппарат не предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений.
- 6.2 Аппарат разрешается обслуживать только специально назначенному для этого персоналу. Таким персоналом являются сотрудники, получившие инструктаж по работе с Аппаратом и изучившие в полном объеме настоящее Руководство по эксплуатации.
- 6.3 Перед каждым использованием Аппарата сотрудник обязан убедиться в его надежной работе и надлежащем состоянии. Особое внимание следует обратить на провода и разъемы, проверив их на отсутствие повреждений.
- 6.4 Перед началом процедуры необходимо протестировать работу Аппарата в течение нескольких циклов без пользователя. После этого следует протестировать работу Аппарата уже с пользователем, обратив внимание на безболезненность движений.
 - 6.5 Необходимо проверить фиксацию всех регулировочных винтов.

- 6.6 При наличии сомнений в правильности настройки самого Аппарата следует немедленно прервать процедуру.
- 6.7 Необходимо обратить внимание на то, чтобы пользователь находился в анатомически правильном положении. Для этого требуется проверить следующие параметры настройки и позиционирования:
 - Длина бедра.
 - Ось коленного сустава.
 - Длина голени и настройка поворота ноги.
 - Лотки для ноги.
 - 6.8 Движение должно всегда происходить без боли и раздражения.
- 6.9 Во время инструктажа и использования Аппарата пользователь должен находиться в полном сознании. Пользователю следует объяснить функции пульта управления Аппарата, а во время процедуры пульт должен находиться в доступном для пользователя месте, чтобы он в случае необходимости мог прервать процедуру. Для пользователей, которые не могут воспользоваться пультом управления, процедура проводится только при постоянном наблюдении со стороны персонала учреждения, эксплуатирующего Аппарат.
- 6.10 Аппарат можно использовать только с теми принадлежностями, применение которых разрешено предприятием-изготовителем.
- Обратите внимание на то, чтобы в подвижные части Аппарата не могли попасть части тела или посторонние предметы (например, одеяла, подушки, кабели и т. д.).
- 6.12 Перед началом работы следует убедиться в том, что Аппарат прогрелся до комнатной температуры. Если Аппарат транспортировался при отрицательной температуре, он должен около пяти часов находиться в помещении при комнатной температуре, пока не высохнет имеющийся конденсат.
 - 6.13 Аппарат разрешается использовать только в сухих помещениях.
- 6.14 По завершении эксплуатации необходимо нажать на главный выключатель (3) «вкл/выкл» и выдернуть вилку соединительного кабеля из розетки 220 В.
- 6.15 Не разрешается использовать для подачи электропитания разного рода удлинители или блоки с несколькими розетками, не заземленные надлежащим образом.
- 6.16 Аппарат разрешается подключать только к надлежащим образом установленной штепсельной розетке с заземляющим контактом.
- 6.17 Перед подключением следует полностью развернуть соединительный кабель Аппарата и уложить его таким образом, чтобы он не мог попасть между подвижными частями во время работы Аппарата.
- 6.18 Перед выполнением всех работ по очистке и техническому обслуживанию Аппарата требуется вынуть вилку из розетки.
- 6.19 Необходимо исключить попадание внутрь Аппарата и его пульта управления любой жидкости. Если жидкость все же проникла, Аппарат разрешается вновь использовать только после проверки сервисным специалистом.
- 6.20 На работу Аппарата могут влиять магнитные и электрические поля. Обратите внимание на то, чтобы все устройства, используемые вблизи Аппарата, соответствовали требованиям по электромагнитной совместимости. Рентгеновские Аппараты, томографы, радио-

устройства, мобильные телефоны и т. д. могут повлиять на работу Аппарата, так как они являются источниками сильных электромагнитных помех. Аппарат следует устанавливать на достаточном расстоянии от таких устройств, а перед началом работы необходимо выполнить проверку работоспособности Аппарата.

- 6.21 Ремонтные работы и техническое обслуживание могут проводиться только авторизованным персоналом.
- 6.22 Все кабели выводятся вбок Аппарата и располагаются таким образом, чтобы они не могли попасть в подвижные части Аппарата.
- 6.23 В случае полных, особенно высоких или очень низкорослых пользователей следует обратить внимание на места возникновения трения или надавливания. При необходимости разместите соответствующую ногу, немного отведя ее в сторону.
 - 6.24 Максимальная продолжительная нагрузка на лотки для ноги составляет 20 кг.

7. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И НАСТРОЙКА АППАРАТА

Расположите пациента лежа на кушетке так, чтобы ему было комфортно. Разместите аппарат рядом с поврежденной конечностью.

7.1. Подключение Аппарата, проверка работоспособности

- 7.1.1 Подключите кабель питания (12) Аппарата в разъем (2) (см. рис. 3.1), а затем вставьте сетевую вилку кабеля питания (12) в розетку переменного тока 220В 50Гц с заземляющим контактом.
- 7.1.2 Включите Аппарат с помощью главного выключателя (3). После включения Аппарата слышен звуковой сигнал, на дисплее вначале отображается течение 5 секунд логотип, версия прошивки, дисплей переходит в режим готовности (см. пункт 8.2). Аппарат готов к работе.

7.2. Регулировка по длине бедра (см. рис. 3.1, 7.1).

7.2.1 Измерьте длину бедра пользователя от коленного до тазобедренного сустава.




Рисунок 7.1 – Измерение длины бедра

- 7.2.2 Установите Аппарат в «Домашнее положение».
- 7.2.3 Установите измеренное значение на шкале длины бедра (4) Аппарата. Для этого:
- ослабьте оба нижних фиксатора (13);
- переместите шкалу (4) до требуемой длины;
- зафиксируйте длину с помощью фиксаторов (13).

▲ ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь выполнить установку дальше значений шкалы бедра.

7.3. Регулировка лотков голени, бедра и стопы (см. рис. 3.1).

- 7.3.1 Ослабьте верхние фиксаторы (13) и выдвиньте лоток для стопы в максимальное положение.
 - 7.3.2 Поместите ногу в лотки для стопы и бедра (9) и (8).

⚠ВНИМАНИЕ! Запрещено помещать и снимать ногу с Аппарата при нахождении его в точке (угле) менее 10 градусов.

- 7.3.3 Отрегулируйте высоту лотков (9) и (8) таким образом, чтобы оси шарниров (5) совпадали с осью вращения коленного сустава. Положение оси указывают белые точки на крышках шарниров 5 (рис.3.1.).
- 7.3.4 Отрегулируйте положение лотка для стопы (10) в соответствии с длиной голени. Зафиксируйте длину с помощью фиксаторов (13). Для использования аппарата у детей необходимо снять лоток для стопы, перевернуть подножное основание на 180 град., закрепить лоток (рис. 7.2).



Рис. 7.2

- 7.3.5 Зафиксируйте стопу в лотке (10) с помощью ремней (17).
- 7.3.6 Отрегулируйте угол положения стопы с помощью фиксаторов (14).
- 7.3.7 Отрегулируйте угол поворота и высоты стопы с помощью фиксатора (15).

Лотки для голени (8) и бедра (9) можно регулировать по высоте одновременно потянув за ремень и соответствующее регулировочное кольцо (16).

⚠ВНИМАНИЕ! При выдвижении лотка стопы более чем на 55см по шкале во избежание поломки Аппарата устанавливать угол сгибания более 80 градусов запрещено.

7.4 Применение транспортной тележки

В состав Аппарата включена Транспортная тележка (при необходимости), предназначенная для транспортировки аппарата «FLEX-F01» в пределах медицинского ЛПУ. Аппарат устанавливается на поверхность тележки, тележка приводится в движение мускульной силой обслуживающего персонала.

Характеристики транспортной тележки


Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более	765x493x645
Масса, кг, не более	15
Номинальная нагрузка, кг	30±0,5

Устойчивость на сдвиг и опрокидывание при зафиксированных роликах, не более	5°
Количество колес	4 шт
Диаметр колес	50±5 мм
Усилие свободного вращения колес	не более 0,35 Н (0,035 кгс)
Усилие срабатывания тормозного устройства	не более 10 Н (1 кгс).
Усилие перемещения тележки с размещенным на ней аппаратом при снятых тормозах	не более 30 Н (3 кгс)
Усилие перемещения тележки с равномерно распределенной 1,5-кратной номинальной нагрузкой при снятых тормозах	не более 50 Н (5 кгс)
Усилие, вызывающее начало движения с размещенным на ней аппаратом, при включенных тормозах	не менее 150 Н (15 кгс)

▲ ВНИМАНИЕ! Запрещается проведение процедур на аппарате, находящемся на транспортной тележке.

8. ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ, НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления изготовлен в пластиковом корпусе, имеет цифровой графический Внешний вид пульта управления представлен на рисунке 8.1.



Для упрощения восприятия информации пользователем дисплей разделен на две зоны (см. рис. 8.2), каждая из которых имеет свой цвет, отделена от другой разделительной линией и содержит в себе:

- В зоне А отображается информация, относящаяся к исполнительному механизму.
- В зоне С отображается оперативная информация о текущем состоянии процедуры.




Рисунок 8.2 – Размещение информации на дисплее

Информация, отражающая текущее состояние и режимы работы исполнительного механизма отображается в зоне, содержащей изображение конечности.

В следующих разделах описываются режимы работы дисплея. Описание отображаемых на дисплее символов и пиктограмм приводится в главе 8.

8.1 Дисплей режима выполнения процедуры (см. рис. 8.3).




Рисунок 8.3 – Дисплей режима выполнения процедуры

В данном режиме информация на дисплей выводится следующая информация:

- В зоне С: время процедуры (таймер) и текущий режим процедуры.
- В зоне А: заданный пользователем диапазон работы, текущее положение (угол) в градусах, усилие (нагрузка) в % от максимального и направление движения исполнительного механизма

8.2 Дисплей режима готовности (см. рис. 8.4):




Рисунок 8.4 – Дисплей режима готовности

В данном режиме на дисплей выводится следующая информация:

- В зоне С: меню настройки таймера. Если выбор происходит в режиме паузы, рядом с таймером моргает соответствующий индикатор.
- В зоне А: заданный пользователем диапазон работы, текущее положение (угол) в градусах (аналогично рис. 8.3) для механизма, а также меню его установок.

Справа от меню установок механизма находится меню настройки процедуры.

Дисплей режима готовности отображается, когда процедура не запущена. Только в этом режиме можно загрузить другие настройки аппарата из памяти.

8.3 Дисплей режима задания параметров механизмов (см. рис. 8.5):




Рисунок 8.5 – Дисплей режима задания параметров механизмов

При входе в данный режим разделение на зоны пропадает, на дисплей выводятся иконки задаваемых параметров, информация сгруппирована вокруг символьного изображения сустава, подвергаемого терапии. Рядом с иконками параметра размещено заданное пользователем значение (или знак включения/отключения функции). Вблизи установленных углов сгибания-разгибания указан максимально возможный диапазон работы, точка, указывающая центр вращения, положение 0 градусов в выбранной системе координат.

8.4 Дисплей режима настройки процедуры (см. рис. 8.6)



Рисунок 8.6 – Дисплей режима настройки процедуры

При входе в данный режим разделение изменяется, на дисплей выводятся:

- В зоне D: иконки функций процедуры, общие для механизмов A и В. Рядом с иконками параметра размещено заданное пользователем значение (или знак включения/отключения функции).
 - В зоне E: иконки перехода Аппарата в транспортное и «Домашнее положение».

8.5 Дисплей режима настройки системы (меню установок и настройки Аппарата) (см. рис. 8.7):



Рисунок 8.7 – Дисплей режима настройки системы

▲ ВНИМАНИЕ! Режим настройки Аппарата предназначен исключительно для сервисных операций. В этом случае рекомендуется обратиться к производителю Аппарата для уточнения способа входа в данное меню.

При входе в данный режим разделение на зоны пропадает. В меню настроек производится задание внутренних параметров, системы активируется снятие нагрузки холостого хода, перевод Аппарата в транспортное положение, кнопки управления моторами, статистика работы аппарата.

Также Аппарат имеет сервисный последовательный интерфейс, через который можно осуществлять настройку аппарата и получать оперативные диагностические данные на ПК.

Более подробно о работе в режиме настройки системы, подключении аппарата к персональному компьютеру, перечне параметров и сервисных функций можно узнать в Сервисной службе Предприятия-изготовителя.

8.6 Пиктограммы пульта управления (См. также обзор пиктограмм в главе 8).

00:1525	Таймер (время процедуры)	Λ	Ошибка
0	Задание таймера (времени процедуры)	\$ C	Настройка Аппарата
1	Работа аппарата в режиме сгибание/разгибание	-	Возврат в домашнее положение
CC	Направление движения мотора	[X]	Выход из меню
	Домашнее положение	Û	Безопасное извлечение USB
(B)	Меню установок механизма	%	Переключение нагрузки (схема блокировки)
✓	Режим активирован	×	Режим деактивирован
T	Задание угла сгибания	<u>†</u>	Задание угла разгибания
4	Меню настройки процеду- ры		Пауза
\$	Удлиннение сгибания	$\overline{\nabla}$	Удлиннение разгибания
	Скорость работы аппарата		Режим «Комфорт»

444	Режим «Разогрев»	Ħ	Транспортная настройка
光	Режим «Тренировка»		Переключение нагрузки отключено (схема блокировки)
No	Номер ячейки памяти, в которой сохранены настройки пациента	8	Работа таймера по возрастающей

8.7 Настройка значений пульта управления

▲ ВНИМАНИЕ! Перед началом процедуры необходимо протестировать работу Аппарата в течение нескольких циклов без пользователя. После этого следует протестировать работу Аппарата уже с пользователем, обратив внимание на безболезненность движений.

Переход в режим остановки процедуры и выбора меню, а также в меню задания параметров осуществляется кнопками (+), (-). Для выделения иконки поверх нее отображается желтый курсор. Иконки сгруппированы по зонам. При достижении последней иконки осуществляется возврат к первой иконке.

Вход в режим изменения параметра осуществляется при помощи кнопки (ОК). При этом появляется установленное значение параметра, рядом с которым отображается подсказка с указанием кнопок, осуществляющих настройку. Изменение параметров осуществляется кнопками 🕀, 🗀. Если соответствующая кнопка удерживается нажатой, значение изменяется непрерывно. Запоминание установленного значения осуществляется при помощи кнопки (ОК)

Для сервисных функций нажатие кнопки 🥨 меняет установку с 🗸 на 🗶 (и наоборот).

Активация и деактивация предустановленного режима осуществляется кнопкой (Ж

Выход из режима изменения параметров в основной экран осуществляется нажатием кнопки ПАУЗА либо активацией иконки , расположенной в правой верхней части экрана.

Запуск процедуры осуществляется кнопкой пуск возможен только когда отображается основной экран, при этом дисплей переходит в режим выполнения процедуры (см. рис. 8.3).

После однократного нажатия любой кнопки Аппарат перейдет в режим «Пауза», о чем сообщит мигающий в зоне С пульта управления иконка Ш. В данном режиме дисплей переходит в состояние выбора меню (см. рис. 8.4): иконки панели становятся активными и появляется возможность оперативно изменить (скорректировать) режим работы аппарата.

продолжит выполнение процедуры. При этом исполнительные механизмы начнут двигаться в противоположном направлении с вновь установленными параметрами. Нажатие кнопки ПАУЗА из режима «Пауза» остановит процедуру. При этом Аппарат осуществит возврат •• в «Домашнее положение».

ВНИМАНИЕ! Для защиты пациента реализована функция аварийной остановки: если во время выполнения процедуры нажать любую кнопку, Аппарат немедленно остановится. Для продолжения следует повторно нажать кнопку [ПУСК]. При этом Аппарат автоматически изменит направление движения.

8.7.1 Описание функций и режимов работы

Параметры, относящиеся к системе в целом (верхняя область дисплея):

Символ	Наименование параметра
00:1525	Таймер (время процедуры) Если задано конечное время – таймер отсчитывает время до окончания процедуры (по убывающей). Если время задано как 00ч 00 мин. – иконка заменяется на символ, таймер считает время с начала процедуры (по возрастающей). В случае выбора дополнительной процедуры «Режим тренировки» время не учитывается.
No	Номер ячейки памяти, в которой сохранены настройки пациента. Данный пункт меню осуществляет выбор ячейки памяти, в которой сохранены индивидуальные настройки пациента.
Û	Безопасное извлечение USB Предназначено для подготовки подключенной USB-Flash карты пациента к отсоединению с гарантией сохранения данных (очень редкий случай приведёт к потере данных при небезопасном извлечении флешки).

Параметры, относящиеся к каждому мотору в отдельности (нижняя область дисплея):

Символ	Наименование параметра
(@)	Меню установок механизма Используется для настройки параметров исполнительного механизма. В данном меню находятся следующие параметры:



Задание амплитуды движения

Рабочий диапазон, внутри которого происходит движение исполнительных механизмов каждого двигателя. Настраиваются крайние положения. Минимальные и максимальные значения индивидуальны для каждого Аппарата. Шаг настройки – 1°. Настройка амплитуды может осуществляться 2 способами:

1. При задании угла Аппарат находится в стационарном состоянии (когда пользователь знает требуемый диапазон).

Для увеличения угла нажмите кнопку (+), для уменьшения – (-)

2. Задание угла осуществляется последовательным движением выбранного моторедуктора в выбранную точку (например, первичная подстройка под пациента, выбор допустимых углов, настройка для режима, при котором выключен один из моторедукторов).

Для движения в сторону увеличения угла нажмите кнопку (+), одновременно удерживая кнопку [пуск]. Для движения в сторону уменьшения угла нажмите кнопку , одновременно удерживая кнопку

ВНИМАНИЕ! Установленные значения и фактически измеренный угол могут незначительно отличаться.



Скорость работы аппарата

Регулировка скорости движения осуществляется в пределах от 5% до 100% с шагом 1%.



Переключение нагрузки (схема блокировки)

Мотор автоматически переключается на противоположное движение, когда сопротивление пациента (нагрузка) превышает заданное значение.

Настраивается от 1% до 99% с шагом 1%. В случае, если после изменения направления движения нагрузка вновь превышает установленное пороговое значение достаточно длительное время, то система управления фиксирует состояние перегрузки моторедуктора и выдаёт сообщение об ошибке с соответствующим кодом. При установке значения, превышающего 99%, появляется значок ∞ , означающий отключение функции. При этом на дисплее в режиме выполнения процедуры (см. рис. 8.3) отображается текущее значение нагрузки рядом с иконкой 🔊 функция переключения нагрузки не работает, мотор развивает максимальное усилие. **ВНИМАНИЕ!** Одинаковое установленное значение уровней блокировки для пользователей с разной массой отличается. Для каждого пользователя установка подбирается индивидуально.

№ВНИМАНИЕ! Переключение нагрузки (схема блокировки) является функцией безопасности, для защиты пациента в случае возникновения спазмов, судорог, блокады суставов и других аналогичных ситуаций. Производитель не несет ответственности за неправильное использование данной функции.

Сервисные режимы, общие для моторов (нижняя область дисплея):



Меню настройки сервисных функций

Используется для настройки сервисных функций Аппарата. В данном меню активируются следующие сервисные функции:



Пауза

Перерыв производится в месте изменения направления движения. Диапазон настройки от 0 сек. до 60 мин.

В синхронизированном режиме перерыв происходит одновременно для обоих моторедукторов, во всех остальных режимах - независимо.



Удлинение сгибания/удлинение разгибания

Специальная функция, которая обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении сгибания (разгибания). Если выбрана данная опция, Аппарат достигает установленного крайнего положения с установленной скоростью с замедлением в конце хода, затем медленно (скорость 5%) отъезжает назад на 5 градусов, а после медленно движется к текущему крайнему положению, достигает его и пытается продвинуться далее на 5 градусов. После этого осуществляется возврат в точку за 5 градусов до крайнего положения и цикл повторяется. Количество повторов 10 раз. Если при прохождении дополнительных 5 градусов регистрируется значительное сопротивление, автоматически срабатывает функция Переключение нагрузки (схема блокировки) и Аппарат переходит к движению в противоположном направлении.

Удлинение сгибания/удлинение разгибания не могут быть активированы одновременно.



Режим «Разогрев»

В случае установки данной опции Аппарат достигнет установленных значений за 15 полных ходов. Движение начнётся из среднего положения. В каждом цикле будет производиться увеличение амплитуды хода в соответствии с формулой

$$A(i+1) = A(i) + I$$
/15

где Д — диапазон полного хода от максимального угла вытяжения до максимального угла сгибания.

i — номер цикла (1..15).

А — амплитуда разогрева.

Как только достигается максимальное значение углов, Аппарат переключается в нормальный режим работы.



Режим «Комфорт»

Режим обеспечивает постепенное увеличение диапазона движений до максимальных установленных значений. При этом Аппарат в течение пяти циклов перемещается в диапазоне максимальных значений минус 5° для каждого направления. Затем в ходе каждого цикла диапазон движений увеличивается на 1° в направлении разгибания и сгибания, пока не будут достигнуты максимальные установленные значения. После этого Аппарат работает в максимальном диапазоне до окончания терапевтического сеанса.

C	
v	\sim
7	A.
_	_

Режим «Тренировка»

Режим, позволяющий в ходе терапии выполнить уже установленную в Аппарате комбинацию различных специальных режимов в один прием. Последовательность следующая:

- 1. «Режим разогрева»;
- 2. Обычный режим сгибание-разгибание 10 циклов;
- 3. «Удлинение сгибания» -10 ходов:
- 4. «Удлинение разгибания» 10 ходов;
- 5. Обычный режим сгибание-разгибание 10 циклов;
- 6. «Режим охлаждения» (Режим разогрева наоборот амплитуда уменьшается за 15 циклов)



Транспортная настройка

При активизации данной функции, Аппарат автоматически перейдет в положение, при котором его габариты наиболее компактны.



Возврат в домашнее положение

При активизации данной функции, Аппарат автоматически перейдет в положение, при котором каждый из моторов будет находиться посередине установленного для него диапазона работы.

8.7.2 Расшифровка кодов ошибок

Аппарат в процессе работы регулярно выполняет самопроверку. В случае обнаружения ошибки устройство:

- издает предупредительный сигнал;
- останавливает работу;
- на дисплее появляется значок Δ «Ошибка» с указанием кода.

Коды ошибок представлены в таблице.

Код ошибки	Описание ошибки
1	Нет ошибки
2	Системная ошибка
3	Ошибка добавления системного счетчика
4	Ошибка связи с пультом управления
5	Ошибка чтения настроек из памяти
6	Переполнение входного буфера обмена
7	Ошибка чтения системных настроек устройства
8	Ошибка мотора А
9	Не используется
10	Неизвестный идентификационный номер контроллера блока управления
11	Перегрузка мотора превышает установленное пороговое значение дольше установленного времени
12	Не используется
13	Неверное направление вращения мотора А
14	Не используется

Предупредительная звуковая сигнализация:

- а) При перегрузке исполнительного механизма раздается два длинных звуковых сигнала.
- b) При возникновении аварийной ошибки блок управления циклично издает серию звуковых сигналов в которой зашифрован двоичный код ошибки. Первый длинный сигнал обозначает начало звуковой последовательности, последующие длинные и короткие сигналы обозначают 1 и 0 соответственно.

В этом случае для продолжения работы необходимо устранить причину возникновения ошибки, нажать кнопку и перезагрузить аппарат. В случае, если причина возникновения ошибки устранена, но она продолжает появляться, необходимо обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя Аппарата.

8.7.3 Сохранение индивидуальных настроек пациента

Для ускорения процесса настройки в Аппарате предусмотрено 2 способа сохранения и загрузки индивидуальных для каждого пациента параметров процедуры:

1. Сохранение в энергонезависимой памяти самого аппарата.

Для хранения настроек процедур отведено 256 ячеек памяти, текущая ячейка выбирается нажатием кнопки № на основном экране (в правом верхнем углу) и выбором соответствующего номера. Если в ячейке еще нет записи, то после ее выбора настройки Аппарата устанавливаются в состояние «по умолчанию» и происходит первичная запись в ячейку.

Параметры «по умолчанию»

Параметр	Значение
-Время:	00ч 10 мин
- Амплитуда движения мотора:	-10°10°
- Скорость:	50%
- Уровень переключения нагрузки (схема блокировки)	100%
- Сервисные режимы	ВЫКЛ

После любого изменения настроек, автоматически происходит запись в текущую ячейку. Если в ячейке есть запись, то после ее выбора загружаются настройки, прежде сохраненные в ней.

⚠ВНИМАНИЕ! Для исключения вероятности потери индивидуальных настроек пациента, всегда изменяйте номер ячейки памяти перед размещением нового пациента (либо выбирайте ранее сохраненные для него настройки из соответствующей ячейки из памяти).

2. Сохранение на личную USB-Flash карту пациента.

Данный способ более удобный и надежный, т.к. позволяет длительно хранить информацию в личном деле пациента без опасности случайной потери данных.

ABHUMAHUE! Для корректной работы Аппарата USB-Flash карта должна быть отформатирована в формате FAT32, объем носителя не должен превышать 4Gb.

После подключения USB-Flash карты исчезает графический элемент выбора текущей

ячейки внутренней памяти, и на его месте отображается кнопка безопасного отключения USB-Flash карты 🖟 . Настройки процедуры автоматически загружаются с карты, при любом изменении настроек запись незамедлительно происходит на карту, после извлечения диска подгружаются настройки из активной ячейки внутренней памяти. Номер активной ячейки, использовавшейся до подключения USB-Flash карты также сохраняется в энергонезависимой памяти и загружается после включения питания аппарата.

⚠ВНИМАНИЕ! Всегда извлекайте индивидуальную USB-Flash карту пациента из Аппарата по окончании процедуры и уходе пациента. Для безопасного извлечения нажмите кнопку безопасного отключения 坝 , в противном случае есть небольшая вероятность повреждения USB диска или информации на нем.

Для пациентов, ранее проходивших процедуру, настройки которых были сохранены на индивидуальной USB-Flash карта либо в ячейке памяти Аппарата:

- в начале необходимо выполнить основные механические подстройки;
- затем вставить индивидуальную USB-Flash карту в соответствующий порт, либо выбрать ячейку памяти. Аппарат переместится в «Домашнее положение».
- разместить пациента на аппарате, выполнить более точную подстройку сустава под оси вращения моторов (см. раздел 7).
- при необходимости скорректировать параметры процедуры и нажать кнопку для ее начала.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Возможная причина	Методы устранения
При включении не активизиру-	1. отсутствует напряжение сети;	1. проверить напряжение сети;
ется индикация на ПУ	2. поврежден кабель питания;	2. устранить неисправность сетевого кабеля;

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 10.1. Техническое обслуживание (ТО) предназначено для выявления неисправностей и предупреждения отказов Аппарата.
 - 10.2. При ТО руководствуются разделом 11 настоящего Руководства по эксплуатации.
- 10.3. ТО выполняется при необходимости по результатам контроля технического состояния Аппарата, а также после эксплуатации Аппарата обслуживающим персоналом.
 - 10.4. При ТО:
 - проводят внешний осмотр Аппарата;
- проверяют состояние винтовых соединений, при необходимости производят их подтяжку;
- проверяют состояние и целостность соединительного кабеля, кабеля пульта управления:

- проверяют срабатывание кнопок пульта управления;
- удаляют загрязнения с наружной поверхности Аппарата и его деталей. Производят их протирку мягкой ветошью. При необходимости производят дезинфекцию поверхностей лотков путем протирки тампоном, смоченным в 3 % - м растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос", а затем тампоном, смоченным питьевой водой.

По завершении ТО подключают Аппарат к сети и проверяют его работоспособность.

10.5. ТО производят один раз в год специалистами технической службы учреждения, в котором эксплуатируется Аппарат.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 11.1 К работе с Аппаратом допускаются лица, изучившие в полном объеме настоящее Руководство по эксплуатации.
- 11.2. Проверка заземления. Дежурный электрик учреждения, в котором эксплуатируется Аппарат, обязан периодически (не реже одного раза в месяц) проверять исправность заземления розетки, в которую подключен Аппарат.
- 11.3. Начало эксплуатации. Перед началом эксплуатации следует убедиться в полной исправности Аппарата, визуально проверить исправность соединительного кабеля.
- 11.4. Запрещение эксплуатации. Запрещается эксплуатировать Аппарат при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
 - повреждение соединительного кабеля;
 - появление стука, вибрации, скрежета;
 - наличие других неисправностей, обнаруженных перед началом работы.
- 11.5. Устранение неисправностей. Запрещается устранять обслуживающему персоналу какие-либо неисправности в конструкции Аппарата в течение гарантийного срока. В этом случае рекомендуется обратиться к производителю Аппарата за консультацией. Адреса и телефоны производителя указаны на стр.2 Руководства по эксплуатации.
- 11.6. Завершение эксплуатации. По завершении эксплуатации необходимо нажать на главный выключатель «вкл/выкл» и выдернуть вилку соединительного кабеля из розетки 220 В.

12. МАРКИРОВКА

- 12.1 Маркировка Аппарата соответствует конструкторской документации изготовителя и ТУ26.60.13-006-22636951-2017.
 - 12.2 Наименование Аппарата и его обозначение нанесено на его стенке.
- 12.3. Маркировка прикреплена к наружной стороне корпуса Аппарата в виде таблички (этикетки) и содержит следующую обязательную информацию:
 - наименование и адрес предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
 - надпись: «Сделано в России» или код страны «RU»;
 - наименование варианта исполнения Аппарата;
 - месяц, год изготовления;
 - напряжение питающей сети;

- потребляемая мощность;
- степень и класс защиты от поражения электрическим током;
- графические символы по ГОСТ Р МЭК 878;
- номер настоящих технических условий;
- заводской номер;
- номер и дата регистрационного удостоверения.

Расшифровка графических символов по ГОСТ Р МЭК 878



Изделие типа BF

- 12.4 На наружной стороне корпуса тележки должна быть нанесена маркировка по ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444, в виде таблички (этикетки) и содержит следующую обязательную информацию:
 - наименование и адрес предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
 - надпись: «Сделано в России» или код страны «RU»;
- слова: «Транспортная тележка в составе» далее наименование варианта исполнения Аппарата;
 - месяц, год изготовления;
 - сведения о сертификации (при ее осуществлении);
 - номер настоящих технических условий;
 - заводской номер;
 - номер и дата регистрационного удостоверения.

13. КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА

- 13.1. Упаковка Аппарата соответствует требованиям ТУ26.60.13-006-22636951-2017 и предназначена для защиты его от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
- 13.2. Перед упаковкой Аппарат консервирован по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 1. ВЗ-10, В 4-5. Срок защиты без переконсервации - 5 лет.
- 13.3. Лотки для голени и стопы и эксплуатационная документация размещены в пакетах из пленки. Комплект принадлежностей упакован в коробку из гофрокартона или полиэтиленовый пакет.
 - 13.4. В потребительскую тару вложен Упаковочный лист, в котором указано:
 - наименование предприятия-изготовителя;
 - наименование изделия;
 - дата упаковки.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14.1. Аппарат можно транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

- 14.2. Условия транспортирования аппарата по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 14.3. Условия хранения аппарата на складах поставщика и потребителя 2 по ГОСТ 15150. Аппарат должен быть устойчив к механическим воздействиям при транспортировании по ГОСТ Р 50444 для группы 2.
 - 14.4. Срок хранения без переконсервации (срок сохраняемости) Аппарата 5 лет.

15. СРОК СЛУЖБЫ

- 15.1. Срок службы Аппарата 6 лет со дня передачи потребителю. Условием предельного состояния Аппарата является невозможность или нецелесообразность его восстановления. Средний срок службы до списания для тележки составляет 10 лет.
- 15.2. По окончании срока службы потребителю следует обратиться на предприятие сервисного обслуживания для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации Аппарата.
- 15.3 Средняя наработка на отказ не менее 60000 часов, средний срок службы до списания не менее 6 лет, средний ресурс до списания не менее 6 лет, среднее время восстановления не более 2 часов.

16. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

- 16.1. Аппарат (тележка в составе) дезинфицируют 3% раствором перекиси водорода, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).
- 16.2. Упаковку нового аппарата утилизируют в места сбора бытового мусора, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
- 16.3. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации аппарата, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А.
- 16.4. Аппарат не имеет компонентов, содержащих золото и другие драгметаллы. Электронные и электрические компоненты Аппарата должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

17. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

17.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Аппарата для роботизированной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в варианте исполнения: «FLEX-F01» с принадлежностями требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящем Руководстве.

- 17.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления
- 17.3. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует Аппарат и его узлы. При этом гарантия охватывает заводские дефекты и включает в себя бесплатную замену неисправных узлов и работы по их устранению.
- 17.4. В течение гарантийного срока эксплуатации Аппарата, в случае его отказа в работе или при обнаружении в нем неисправности, потребителем может быть направлена по факсу или по почте в адрес предприятия-изготовителя или его ближайшего представителя Заявка на сервисное обслуживание Аппарата. Форма данной Заявки приведена на сайте производителя.
- 17.5. Предприятие-изготовитель самостоятельно или с привлечением стороннего ремонтного предприятия устраняет неисправность Аппарата. В последнем случае по завершении ремонтного обслуживания в адрес предприятия-изготовителя направляется (отрывной) гарантийный талон, размещенный в конце данного Руководства по эксплуатации.
 - 17.6. Запрещается потребителю самостоятельно разбирать и ремонтировать Аппарат.
 - 17.7. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при наличии на Аппарате механических, тепловых или иных повреждений, являющихся следствием нарушения правил его транспортировки и эксплуатации;
- дефектов, возникающих в результате отклонения параметров питающих сетей от параметров, установленных соответствующими стандартами;
- повреждений, вызванных использованием нестандартных или неоригинальных запчастей и расходных материалов, чистящих средств и подобных материалов;
- повреждений, вызванных попаданием в корпус Аппарата посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.;
- повреждений, вызванных несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.

18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для роботизирован 006-22636951-2017 в варианте ис го и тазобедренного суставов с з ствует ТУ26.60.13-006-22636951 удостоверение №РЗН 2018/6937	сполнения: «FLEX-F01 заводским номером № 2017 и признан годнь	» с принадлежност 20530	ями для коленно соответ
Представитель ОТК			
«»_	20г.		

19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ:

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы ГОСТ 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

Методы контроля

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назна-чение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаро-стойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль ка-чества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования

ГОСТ 30324.0-95 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования

ГОСТ 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 27.403-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безот-казной работы

ГОСТ Р 27.605-2013 Надежность в технике. Ремонтопригодность оборудования. Диагностическая проверка

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ГОСТ Р 51084 Тележки для транспортирования пациентов и грузов. Общие технические условия

ГОСТ Р 51260-99 Тренажеры реабилитационные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р ЕН 614-1-2003Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы

ГОСТ Р ИСО 26800-2013Эргономика. Общие принципы и понятия

ГОСТ Р МЭК 878-95 Графические символы, наносимые на медицинские электрические изделия

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания

ГОСТ IEC 60601-1-6-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности. Эксплуатационная пригодность

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изде-лий. Часть 1. Оценка и исследования

ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изде-лий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro

ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия

ГОСТ ISO 10993-13-2016 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деградации полимерных медицинских изделий

МУ 287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения

РД 50-204-87 Методические указания. Надежность в технике. Сбор и обработка информации о надежности изделий в эксплуатации. Основные положения

РД 50-707-91 Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

TP TC 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

Заполняет предприятие изготовитель

	«FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»
Представитель ОТК	Модель
	подпись, штамп
Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак	еля: 450024, г. Уфа, ул. Центральная, 53/ 3, ООО «НВП «Орбита». ; (347)227-15-18
, , , , , , ,	Заполняет торговое предприятие
Дата продажи «»	20г. Продавец
	подпись, штамп
Поставлен на гарантийное об	луживание
	наименование ремонтного предприятия
	Заполняет ремонтное предприятие
Содержание ремонта	
Подпись лица, производившег	о ремонт
Подпись владельца, подтверждающа	я ремонт
	Дата ремонта «»20
	штамп ремонтного предприятия
	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в
варианте исполнения:	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов
варианте исполнения: Заводской номер	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в кГLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в кFLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20 Модель
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20 Модель
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20 Модель
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20 Модель
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в кFLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак Дата продажи «»	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак Дата продажи «»	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак Дата продажи «» Поставлен на гарантийное обс	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак Дата продажи «» Поставлен на гарантийное обс	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в (FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «» 20
варианте исполнения: Заводской номер Представитель ОТК Адрес предприятия-изготовит Тел. (347) 227-33-66, тел./фак Дата продажи «» Поставлен на гарантийное обс	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 Заполняет предприятие изготовитель ванной механотерапии нижних конечностей по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017 в «FLEX-F01» с принадлежностями для коленного и тазобедренного суставов Дата выпуска «»20



© ООО «НВП «ОРБИТА» 2019

Текст и чертежи:

Н. И. Гиниятуллин, М. Н. Гиниятуллин, Л.В. Зарифуллин. Подписано в печать 07.02.2019 г. Зак. 15. Тир. 25 экз. Отпечатано в типографии ООО «Браво Пресс». Уфа, ул. Цветочная, 11. Тел. (347) 295-93-31.