

**HANSUN韩尚®**  
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ









**HANSUN韩尚®**  
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ



**Массажер коленей FC8522A**  
Руководство пользователя

Массажер для коленей с инфракрасным подогревом и электротерапией  
**HANSUN FC8522A**

**Во избежании телесных повреждений и выхода оборудования из строя, пожалуйста, перед использованием, ознакомьтесь с инструкцией!**

- |  |   |
|--|---|
|  <b>Опасность:</b> игнорирование этого знака может привести к серьезным травмам или смерти. |  <b>Обозначения</b>      |
|  <b>Предупреждение:</b> игнорирование этого знака может привести к травмам или смерти.      |  Ограничение             |
|  <b>Внимание:</b> игнорирование этого знака может привести к телесным травмам или ущербу.   |  Не разбирать            |
|  |  Не трогать              |
|  |  Для строгого соблюдения |

### Внимание, во время использования

Строго следуйте нижеуказанным инструкциям:

- 1 Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания подходит для массажера. (Напряжение 110В и 220В совместимы и могут использоваться).
- 1 Отключите массажер от сети по окончании его использования.
- 1 Никогда не прикасайтесь к вилке или розетке питания влажными руками.
- 1 Никогда не засыпайте во время использования массажера (возможны ожоги и травмы).
- 1 Прокладка - это расходный материал. Перед использованием обязательно очистите кожу от пота во избежании загрязнений. У прокладки нет полярности. Приклейте ее во время массажа, чтобы предотвратить загрязнение. Избегайте прямых солнечных лучей и влажности при хранении прокладки. Замените испорченную прокладку на новую.
- 1 Проконсультируйтесь с врачом в случае появления отеков и кровоизлияний на коленях.
- 1 Проконсультируйтесь с врачом в случае ревматоидного артрита.
- 1 Пациенты с отеками, инфекциями или другими воспалениями должны посоветоваться с лечащим врачом.
- 1 При возникновении сильной боли, прекратите использование и обратитесь в сервис.
- 1 Избегайте прямого контакта массажера с кожей. Для безопасности наденьте одежду. (Температура выше 60°C может привести к ожогу. Обратите на это внимание!) Не касайтесь к электрическим проводам тканью, пластиком или другими легковоспламеняющимися материалами.
- 1 Массажер не должен использоваться лицами, которые имеют проблемы со здоровьем и не дееспособны, а также те, у кого отсутствует опыт или общие знания(дети), если они не находятся под присмотром человека, который отвечает за их безопасность.
- 1 Дети должны быть под присмотром, чтобы не дать им играть с массажером.
- 1 Массажер имеет сильно нагревающуюся поверхность. Те, кто не чувствителен к теплу должны быть осторожны при его использовании.

### Перечень ограничений при использовании массажера:

- ⊗ Не подвергайте массажер воздействию острых предметов.
- ⊗ Не бросайте и не роняйте массажер, во избежании его поломок.
- ⊗ Не используйте массажер во влажных помещениях, саунах или банях.
- ⊗ Не мойте массажер в воде. (Используйте сухую ткань при чистке).
- ⊗ Не разбирайте массажер и не меняйте его конструкцию, иначе гарантийное обслуживание будет анулировано.
- ⊗ Не сгибайте провод питания и не ставьте на массажер тяжелые предметы.

Массажер для коленей с инфракрасным подогревом и электротерапией  
**HANSUN FC8522A**

### Функциональные особенности

- Новый массажер для коленей воздействует на коленные суставы несколькими способами: тепловой энергией, инфракрасным излучением и световой терапией, проникая в подкожные ткани. Благодаря этому быстро снимаются боли в коленях, плечах и локтях.
- Мощный встроенный инфракрасный источник (700 ~ 50000 nm), эффективно проникает в подкожные ткани коленей, плеч, локтей, улучшая кровоток и снижая боли.
- Высокая концентрация серебра с высокой теплопроводностью способствует быстрому проникновению тепловой энергии в коленные, плечевые и локтевые суставы.
- Массажер оснащен генератором низкочастотных импульсов, имитирующим акупунктурное воздействие, которое стимулирует тело, улучшает кровообращение, расслабляет мышцы.
- Небольшие габариты и отличная эргономика массажера позволяет пользователю легко переносить его и комфортно использовать.
- Контроль установленной температуры прогрева с функцией памяти позволяет регулировать температуру воздействия от 40 °C до 65 °C, или поддерживать ее на одном уровне по желанию пользователя.
- В случае длительного времени использования, установленная температура может поддерживаться постоянно.
- Эргономичный ЖК-дисплей, прост в использовании и интуитивно понятен.

### Панель управления



Массажер для коленей с инфракрасным подогревом и электротерапией  
**HANSUN FC8522A**

**Составные части**

( Тип адаптера питания и силового кабеля могут быть изменены в конкретной поставке)



Адаптер питания



Кабель



Защитная прокладка



Электроды






Ремень крепления




Массажер для коленей с инфракрасным подогревом и электротерапией  
**HANSUN FC8522A**

**Способ применения:**

1. Наденьте защитную прокладку с массажером на колено. Закрепите его ремнем для комфортного использования. Для лучшей работы попробуйте укрепить массажер ближе к колену.



2. **Питание Вкл/Выкл.** Подключите адаптер питания к массажеру и нажмите , оно войдет в режим ожидания, сопровождаемый синей подсветкой. Стандартное время работы составляет 15 минут. Для автоматического выключения питания нажмите кнопку  и удерживайте ее в течении 3 секунд.




Регулирование времени массажа: Каждое нажатие кнопки  будет менять время сеанса с 20 минут до 30 минут и потом до 15 минут в циклической последовательности.

3. **Функция нагрева.** Нажмите клавишу нагрева . Для увеличения температуры нажимайте кнопку  и для уменьшения кнопку . Температура может регулироваться в пределах от 40 до 65 °С.

Для температуры в пределах 40-50°С прирост 5 °С; для температуры в пределах от 51 до 65 °С прирост в пределах 1°С, для лучшей точности.

4. **Функция электротерапии.** Подключите кабель к массажеру и соедините его с электродами. После этого закрепите электроды в области, где вы хотите сделать массаж.

**Выбор режима:** Есть три режима воздействия электротерапии, которые изменяются с помощью кнопки . Режим 1- Массаж, Режим 2 - Постукивание, Режим 3 - Разминание. Если удерживать кнопку  в течении 3 секунд, функция выключается.

**Выбор интенсивности:** Имеется 5 уровней интенсивности от низкой до высокой. ЖК-дисплей будет показывать интенсивность после нажатия клавиши . По умолчанию установлена низкая интенсивность. Интенсивность регулируется нажатием кнопок вверх  и вниз .

5. Массажер может использоваться также для воздействия на суставы плеч и локтей.

6. После использования, пожалуйста, выключите массажер, а затем отключите вилку из розетки. Разъедините все соединения.

Массажер для коленей с инфракрасным подогревом и электротерапией  
**HANSUN FC8522A**

Вид спереди



Эргономичная и удобная в использовании



Внутренняя поверхность массажера оснащена инфракрасными излучателями, обеспечивающими тепловое воздействие, для лучшего оздоровительного эффекта

Массажер для коленей с инфракрасным подогревом и электротерапией  
**HANSUN FC8522A**

**Рекомендации по использованию:**

1. Используйте массажер пока сохраняется чувство боли в коленях, плечах, локтях или мышцах.
  - Помогает при различных видах деятельности в повседневной жизни.
2. Для ожидаемого эффекта, рекомендуется использовать массажер 2 - 3 раза в день по 30 минут.
  - Средняя температура является наиболее оптимальной для использования.
  - Не устанавливайте более высокую температуру.
3. Резкое изменение температуры может снизить производительность массажера.
  - Постарайтесь постепенно корректировать температуру.
  - Не делайте слишком большой прирост или уменьшение температуры.
4. Для облегчение боли необходимо провести дополнительные упражнения: непрерывно сгибать и разгибать суставы коленей, плеч или локтей.
5. Надевайте массажер на тонкое нижнее белье (брюки) или через прокладку, которая поставляется в комплекте.
  - Долгое время прямого воздействия на кожу может привести к ожогу кожи.

**Рекомендации к применению:**

- При чувстве боли при ходьбе по лестнице или при боли в коленном суставе.
- При нестерпимой боли в коленном / плечевом / локтевом суставе при изменении климата или в пасмурную погоду (при низком давлении).
- При частом чувстве дискомфорта или отсутствии гибкости в суставах.
- При отеках коленных / плечевых / локтевых суставов или жесткости при сгибании, возникающих во второй половине дня и вечером, после физической нагрузки.
- Новый метод физиотерапии суставов, полностью отличающийся от старого поколения.

**Эффективно облегчает боли в коленном / плечевом / локтевом суставе и мышцах.**