

Порядок использования:

Для управления массажем Вы можете использовать четыре кнопки.

Включение: нажмите кнопку "⏻", раздастся звуковой сигнал "тик", массажер включится. При этом загорится индикатор питания и индикатор режима и массажер перейдет в режим интеллектуального массажа, работая с изменяющейся скоростью.

Выбор режима:

Массажер имеет два режима работы: интеллектуальный и ручной. По умолчанию используется интеллектуальный режим, что сигнализируется горящими индикаторами питания и режима работы. Нажмите кнопку Режим "⊗" и индикатор кнопки погаснет. Это означает, что массажер перешел в ручной режим; затем нажмите кнопку "⊗" еще раз, и массажер перейдет в интеллектуальный режим снова. Переключение повторяется циклически.

Выбор скорости:

Скорость не изменяется когда массажер работает в интеллектуальном режиме. Если Вы хотите изменить скорость, пожалуйста сначала нажмите кнопку "⊗" чтобы перейти в ручной режим работы массажера. Затем нажмите кнопку "+" или "-" для изменения скорости. Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить скорость, нажмите кнопку "-" чтобы уменьшить скорость. Максимальный уровень скорости 5; минимальный уровень 1.

Выключение:

Во время работы массажера, нажмите "⏻" кнопку, раздастся звук "тик" и массаж остановится.

Таймер:

Массажер выключится автоматически после 15 минут работы.

После использования:

Выключите массажер и отсоедините вилку от розетки.

Полезные советы:

1. Батарея 1.В рабочем состоянии, если батарея разряжена, индикатор питания будет постоянно мигать. Пожалуйста зарядите аккумулятор с помощью разъема. (Слева на рисунке).
2. Соедините батарею с адаптером питания, чтобы начать зарядку. Индикатор на адаптере загорится красным. После полной зарядки цвет индикатора изменится на синий.

С Чистка и Хранение:

А. Очистка

1. Выключите и отсоедините кабель питания перед очисткой.
2. Используйте чистую и сухую ткань
3. Никогда не используйте растворитель, бензин или спирт.

В. Хранение

1. Когда массажер не используется, уберите его в коробку и положите в безопасное, прохладное, проветриваемое и сухое место.
2. Не разбирайте и не роняйте массажер с высоты.
3. Храните массажер в недоступном для детей месте.
4. Не храните массажер под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.
5. При возобновлении использования массажера после долгого перерыва, включите кнопку питания перед использованием и убедитесь, что включилась индикация и массаж.

С Спецификация:

Модель	HS 111	Мощность	15 Вт	
Тип	Массажный пояс	Таймер	15 минут	
Питание	AC100-240 В / 50-60 Гц	Вх. напр.	12 В	

HANSUN 韩尚®

ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ



HS111
Массажный Пояс
Руководство Пользователя

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Пожалуйста прочитайте руководство пользователя перед эксплуатацией. Руководство содержит правильные методы использования, чистки, обслуживания, а также требования мер безопасности. Пожалуйста, сохраняйте данное руководство для обращения к нему в будущем.

Важные Меры Безопасности:

- Пожалуйста, используйте массажер только от подходящего напряжения питания.
- Не используйте массажер за один час до еды или после еды.
- Не оказывайте на массажер сильного давления, не вставляйте и не садитесь на него.
- Не позволяйте детям пользоваться или играть с массажером, во избежание травм.
- Не разбирайте массажер, во избежание его повреждений и травм.
- Не засыпайте во время сеанса. Длительное использование массажера может вызвать физический дискомфорт.
- Не используйте массажер под одеялом или простыней.
- Не используйте массажер непрерывно более 30 минут.
- Если кабель питания поврежден, пожалуйста, прекратите использование массажера и обратитесь в сервисный центр производителя или к дилеру.
- При сбоях в работе массажера, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нами или нашим дилером.
- После использования массажера может возникнуть зуд кожи, что является вполне нормальным явлением, а не побочным эффектом.

Рекомендации по Использованию:

- Не используйте массажер в ванной комнате или других помещениях с повышенной влажностью. Если массажер намок, пожалуйста, прекратите его использование и свяжитесь с нами или нашими дилерами, чтобы устранить неисправность.
- Пожалуйста, используйте массажер в помещениях с температурой от 0°C до +40°C.
- Не используйте массажер вблизи с нагревательными приборами и избегайте воздействия солнечных лучей.

Ограничения применения:

(Следующим людям требуется проконсультироваться с врачом перед началом использования массажера)

- Люди, проходящие курс лечения или испытывающие физический дискомфорт.
- Больные раком.
- Дети и лица с ограниченными интеллектуальными возможностями, должны обязательно находиться под присмотром ответственного за их безопасность человека, при использовании массажера.
- Женщины во время беременности и в период менструации
- Люди, страдающие тяжелыми болезнями сердца
- Люди, имеющие травмы или болезни спины

Функциональные Особенности:

- Инновационное решение для поддержания мышц в тонусе, подходит для всех возрастных групп пользователей.
- Облегчает боли и усталость.
- Интеллектуальный режим, более удобный в использовании.
- Ручной режим: удобное управление и различные уровни интенсивности на выбор
- Таймер: 15 минут. Защита от перегрева для улучшения безопасности.
- Имеет литиевый аккумулятор

Составные части:



Порядок Эксплуатации:

Перед использованием: массажер оснащен портативной литиевой батареей (2200mAh) для удобства использования.

- Подключите массажер к питанию.
- Имеются два варианта питания:
 - (1) Адаптер - Подключите адаптер к разъему питания, после чего раздастся звуковой сигнал "тик", что означает что массажер готов к использованию.
 - (2) Литиевая батарея - подключите массажер к разъему литиевой батареи, после чего раздастся звуковой сигнал "тик", что означает что массажер готов к использованию.
- В положении сидя на диване, закрепите один конец ремня через одно из колец массажера, а затем разместите массажер на животе, закрепив другой конец ремня через другое кольцо.
- Крепление массажера должно быть достаточно плотным, чтобы удерживать массажер на выбранном месте.
- После фиксации массажера, нажмите кнопку питания, чтобы начать сеанс массажа.