


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Механотерапевтический тренажер для пассивной разработки межфаланговых суставов кисти

## Rejoint




Резиденты  
Сколково

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тренажер Rejoint А2 – 1 шт.;
- Пульт управления – 1 шт.;
- Адаптер переменного тока – 1 шт.;
- Сетевой шнур 1,5 м – 1 шт.;
- Фиксатор пальца – 4 шт.;
- Фиксатор большого пальца – 1 шт.;
- Удлинительный ремешок для занятий с большим пальцем – 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.;
- Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.


## ОПИСАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

- 1 Привод;
- 2 Крепление на руку;
- 3 Планка;
- 4 Винты крепления планки;
- 5 Длинная тяга (3 шт.);
- 6 Короткая тяга (1 шт.);
- 7 Фиксатор пальца;
- 8 Ремень крепления предплечья;
- 9 Ремень крепления запястья;
- 10 Ремень крепления кисти.



# ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.

- ① Дисплей;
- ② Кнопка включения;
- ③ Разъем для зарядки (micro-USB);
- ④ Индикатор зарядки;
- ⑤ Разъем подключения тренажера;
- ⑥ Кнопка установки времени тренировки;
- ⑦ Кнопка настройки угла разгибания кисти;
- ⑧ Кнопка настройки угла сгибания кисти;
- ⑨ Кнопка настройки уровня усилия;
- ⑩ Кнопка настройки режима скорости;
- ⑪ Кнопка настройки паузы после разгибания кисти;
- ⑫ Кнопка настройки паузы после сгибания кисти;
- ⑬ Кнопка «меньше»;
- ⑭ Кнопка «больше»;
- ⑮ Кнопка Start/Stop (Старт/Стоп).



# ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА.

- 1 Подключите тренажер к пульте.  
Вставьте провод, выходящий из корпуса устройства, в разъем (5) на пульте. (рис.1)
- 2 Наденьте тренажер на предплечье. (рис.2)
- 3 Зафиксируйте элементы крепления на кончикках четырех пальцев (кроме большого): (рис.3)



рис.1



рис.2





рис.3

- Нажмите кнопку до упора, утопив в корпус.
- Вставьте палец в образовавшееся отверстие между кнопкой и корпусом.
- Отпустите кнопку, при этом пружина, выдвигая кнопку вверх, зажимает палец между опорными поверхностями корпуса и кнопки,



- Для присоединения фиксатора к тяге необходимо вставить защелку в паз соединительного звена до упора. Для снятия фиксатора сжать концы защелки и протолкнуть защелку в паз.




рис.4


**4** Сдвиньте вверх кнопку включения в правой части пульта и включите тренажер (рис.4).

**5** На экране появится надпись Rejoint.


**Внимание!** Если тренажер не включается, убедитесь, что аккумулятор заряжен. Для этого подключите зарядное устройство и проверьте уровень заряда батареи.

**6** После включения на экране будут видны уровень заряда батареи и текущее значение угла.



**7** **Кнопкой**  необходимо выставить угол разгибания кисти. 270 градусов – кисть согнута в кулак, 0 градусов – полностью разогнута. Изменить угол вы сможете при помощи кнопок +/-.




**8** **Кнопкой**  необходимо выставить угол сгибания кисти. 270 градусов – кисть согнута в кулак, 0 градусов – полностью разогнута. Изменить угол вы сможете при помощи кнопок +/-.



**9** **Кнопкой**  необходимо выставить режим скорости движения тренажера от 1 до 5.




**10** **Кнопкой**  настроить уровень усилия от 1 до 30 единиц. Чем выше значение, тем большее сопротивление пальцев руки тренажер пытается преодолеть. Настроить уровень усилия вы сможете при помощи кнопок +/-.




При достижении выбранного уровня сопротивления аппарат остановится – на экране появится символ ладони. Затем тренажер начнет движение в обратном направлении.




**11** **Кнопкой**  установите длительность паузы после сгибания кисти в диапазоне 1-60 секунд.



**12 Кнопкой**  установите длительность паузы после разгибания кисти в диапазоне 1-60 секунд.



**13 Кнопкой**  установите время тренировки от 1 минуты до 2 часов (используйте кнопки +/-).




**14 Кнопкой**  запустите или остановите тренажер.



## СМЕНА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЛЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ REJOINT A2 ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ЛЕВОЙ ИЛИ С ПРАВОЙ РУКОЙ.

- Для смены ориентации с правой руки на левую или наоборот открутите два винта, при помощи которых крепится планка.
- Переставьте короткую тягу (предназначенную для мизинца) в левую часть планки для левой руки, в правую часть планки для правой.
- Верните планку на место и прикрутите винты.




# ЗАНЯТИЕ С БОЛЬШИМ ПАЛЬЦЕМ.

**1** Снимите с планки тренажера три длинных тяги.

**2** Замените на короткой тяге фиксатор мизинца на фиксатор для большого пальца (входит в комплект).



**3** При необходимости удлинения ремней крепления кисти используйте удлинительный ремешок.



**4** Наденьте тренажер на предплечье, как показано на рисунке, и зафиксируйте элемент крепления на конце большого пальца.

**5** Задайте настройки на пульте аналогично настройкам для занятий со всей кистью. Приступайте к занятию.



## СНЯТИЕ АППАРАТА С КУСТИ.

По завершении занятия удобно снимать тренажер с руки при значении угла в пределах от 50 до 100 градусов. Для снятия тренажера освободите пальцы из фиксаторов. Расстегните ремешки и снимите тренажер с руки.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

Чтобы зарядить аккумулятор, необходимо подключить блок питания к пульту с помощью кабеля USB–microUSB. Разъём находится в левой части пульта.

Полная зарядка длится примерно 8 ч. В процессе зарядки рядом с USB-разъемом горит зеленая лампочка.

**Важно!** Вы можете одновременно заряжать тренажер и проводить занятия. Выключение тренажера производится кнопкой сбоя пульта управления.

